

Emergenza COVID-19

Procedura di Controllo della temperatura corporea

La presente procedura definisce le modalità con cui attuare il controllo della temperatura corporea, in ingresso o durante il lavoro, per il personale interno ed esterno in attuazione alle indicazioni del protocollo condiviso 14/03/20 ai fini del contenimento del COVID-19.

Per la misurazione attuare quanto segue:

1. La temperatura viene rilevata esclusivamente con TERMOSCAN in dotazione all'azienda, evitando qualsiasi forma di contatto diretto con le persone
2. La temperatura rilevata non viene in alcun modo registrata
3. L'operatore incaricato di misurare la temperatura
 - a. si accerta del funzionamento del termoscan
 - b. indossa guanti monouso e mascherina di protezione
 - c. richiede alla persona su cui viene eseguito il controllo di indossare preventivamente la mascherina
 - d. esegue il rilevamento della temperatura sulla fronte della persona sottoposta a controllo mantenendo il braccio teso in maniera da garantire una adeguata distanza interpersonale
 - e. al termine del rilievo legge il valore della temperatura
 - f. qualora il valore della temperatura sia superiore a 37,5 °C avvisa la persona controllata che, viene sottoposta a nuova rilevazione per verifica
 - g. Nel caso la rilevazione confermi il superamento, ove la persona sia in buono stato di salute generale, la stessa viene invitata ad abbandonare il luogo di lavoro (o nel caso di personale esterno non ne viene consentito l'accesso) e ad avvisare il proprio medico curante
4. Al termine delle operazioni di rilevamento l'operatore provvede a:
 - a. Pulire e sanificare l'apparecchiatura con alcool denaturato
 - b. Togliere e gettare guanti e mascherina

La direzione